



chemikálie pro strojní zpracování rtg filmů

TETENAL

Roentoroll CRE. Trojsložkový koncentrát. **Univerzální vývojka** s vyšší citlivostí zpracování a středním až vyšším kontrastem. K čerstvé vývojce je třeba přidat 20 ml startéru na každý litr objemu vyvolávacího tanku. Regenerace 50 až 75 ml na 1 film 35×35 cm. Balení pro 2×20 litrů.

Roentoroll I. Trojsložkový koncentrát. Vysoká citlivost, vysoký kontrast, vysoké maximální zčernání. Vysoká stabilita. Zvláště **vhodná vývojka pro mamografii**. K čerstvé vývojce je třeba přidat 20 ml startéru na každý litr objemu vyvolávacího tanku. Regenerace 50 až 75 ml na 1 film 35×35 cm. Balení pro 2×20 litrů.

Roentoroll AC. Nová **ekologická vývojka**, která neobsahuje ani hydrochinon, ani glutaraldehyd, proto ji není třeba likvidovat jako nebezpečný odpad. Jednosložkový koncentrát. Nízký závoj a střední kontrast. Může být použita **pouze pro zelenocitlivé filmy včetně mamografických**. Standardní teplota zpracování 34 - 35 °C při 90 s cyklu. K čerstvé vývojce je třeba přidat 20 ml startéru na každý litr objemu vyvolávacího tanku. Regenerace 30 až 40 ml na 1 film 35×35 cm. Balení pro 2×15 litrů roztoku.

Roentoroll LR. Dvousložkový koncentrát. Nízké usazování stříbra. Vysoká citlivost, střední kontrast. **Vývojka vhodná** pro široký rozsah expozic, například **pro vyšetření plic**. Nižší regenerace až o 30 % proti 50 až 75 ml na 1 film 35×35 cm, v závislosti na frekvenci vyvolávání. K čerstvé vývojce je třeba přidat 20 ml startéru na každý litr objemu vyvolávacího tanku. Balení pro 2×20 litrů.

Roentoroll LI. Jednosložkový koncentrát vhodný **pro všechny druhy laserových filmů** a laserových zobrazovacích systémů (He-Ne 780/820 nm a infračervených 633/670 nm). Nepotřebuje startér. Střední až vysoký kontrast, nejvyšší optická hustota. Regenerace 60 ml na 1 film 35×43 cm. Balení pro 2×20 litrů.

Roentoroll RA. Dvousložkový koncentrát určený speciálně **pro velmi rychlé vyvolávání** (35 s). Střední citlivost, střední až vysoký kontrast (při rychlém vyvolávání 90 s). K čerstvé vývojce je třeba přidat 20 ml startéru na každý litr objemu vyvolávacího tanku. Regenerace 50 až 60 ml na 1 film 35×35 cm. Balení pro 2×20 litrů.

Roentoroll P. Jednosložková **prášková vývojka pro všechny druhy vyvolávacích automatů**. Střední až vyšší citlivost, střední až vyšší kontrast. K čerstvé vývojce je třeba přidat 20 ml startéru na každý litr objemu vyvolávacího tanku. Doporučená regenerace 50 až 75 ml na 1 film 35×35 cm. Balení pro 4×20 litrů.

Roentoroll 25. Dvousložkový koncentrát. Vývojka speciálně určená **pro stolní vyvolávací automaty** a automaty s tanky malého obsahu (např. Cawomat, Agfa Curix 60). Střední citlivost, vysoký kontrast. Vysoká stabilita. Není třeba startér. Doporučená regenerace 50 až 75 ml na 1 film 35×35 cm. Balení pro 12×2,5 litru.

Startér pro všechny druhy vývojek kromě Roentoroll 25 a Roentoroll LI. Přidává se 20 ml startéru na 1 litr regenerátoru ve vyvolávacím tanku. Balení 1 litr.

Superfix MRP. Dvousložkový ustalovač **pro všechny druhy vyvolávacích automatů**. Utvrzující přísady chrání emulzi proti fyzikálnímu poškození během transportu filmu a zkracují dobu sušení. Ustalovač vhodný pro recyklaci. Regenerace 85 až 95 ml na 1 film 35×35 cm, zvýšená o 10 %, je-li podíl bezfóliových filmů vyšší než 5 %. Balení pro 2×20 litrů.

Superfix LR. Dvousložkový ustalovač **pro všechny druhy vyvolávacích automatů**. Utvrzující přísady chrání emulzi proti fyzikálnímu poškození během transportu filmu a zkracují dobu sušení. Ustalovač vhodný pro recyklaci. Bez zápachu díky speciálním přísadám. **Nižší rychlost regenerace**, 60 až 65 ml na 1 film 35×35 cm, zvýšená o 10 %, je-li podíl bezfóliových filmů vyšší než 5 %. Balení pro 2×20 litrů.

Superfix LI. Jednosložkový rychlý ustalovač **pro všechny druhy laserových filmů** (633/780/820 nm). Regenerace 70 ml na 1 film 35×43 cm (cca 465 ml na m²). Balení pro 2×20 litrů.

Superfix RA. Dvousložkový ustalovač **pro velmi rychlý vyvolávací proces** (RA-proces, do 35 s). Regenerace 75 až 85 ml na 1 film 35×35 cm. Balení pro 2×20 litrů.

Superfix P. Dvousložkový **práškový ustalovač pro všechny druhy vyvolávacích automatů**. Utvrzující přísady chrání emulzi proti fyzikálnímu poškození během transportu filmu a zkracují dobu sušení. Ustalovač vhodný pro recyklaci. Regenerace 90 až 100 ml na 1 film 35 x 35 cm, zvýšená o 10 %, je-li podíl bezfóliových filmů vyšší než 5 %. Balení pro 4 x 20 litrů.

Superfix 25. Dvousložkový ustalovač určený **pro stolní vyvolávací automaty** a automaty s malým objemem tanků. Utvrzující přísady chrání emulzi proti fyzikálnímu poškození během transportu filmu a zkracují dobu sušení. Teplota ustalování o nejvíce 1 až 2°C nižší než teplota vývojky, nejméně však 25°C. Regenerace 85 až 95 ml na 1 film 35×35 cm, zvýšená o 10 %, je-li podíl bezfóliových filmů vyšší než 5 %. Balení pro 12×2,5 litru.

V.M.K., spol. s r.o., Na Proseku 9/45, P.O.Box 43, 190 21 Praha 9
tel. +420 283 880 151 (obchodní odd.), +420 283 880 154 (servis), fax +420 283 882 255
www.vmk-rtg.cz, e-mail: info@vmk-rtg.cz

V Š E P R O R T G
VMK
A L L F O R X - R A Y