



josef betschart ag
xray-swiss.ch

vyšetřovací stůl s integrovaným sloupovým držákem zářiče

CS 3000

- ⇒ vyšetřovací stůl s plovoucí deskou a elektromagnetickými brzdami
- ⇒ snadná aretace nožním spínačem podél základny stolu
- ⇒ synchronizace pohybu zářiče a Bucky clony

TECHNICKÉ ÚDAJE:

vyšetřovací stůl:

rozměr desky stolu	220 × 81 cm
výška stolu	75 cm
pohyb desky stolu	ruční, 4-cestný
posun desky vpravo	50 cm
posun desky vlevo	60 cm
příčný posun desky	+ / - 12 cm
Bucky clona	super rychlá
mřížka (fokusovaná)	40 L/cm, 12:1
	60 L/cm, 10:1

integrovaný sloupový držák zářiče:

podélný posun vpravo	88 cm
podélný posun vlevo	88 cm
horizontální otáčení zářiče ^{*)}	+/- 90°
příčný pohyb zářiče ^{*)}	+/- 72 mm
*) volitelné vybavení	
náklon zářiče	+/- 120°
vzdálenost ohnisko – podlaha	
maximální	199 cm
minimální	32 cm

vertigrafi pro všechna vyšetření stojícího pacienta

BS 2000

- ⇒ plně vyvážená Bucky clona s možností naklopení od -90° (horizontální poloha) do +20°
- ⇒ aretace pohybu mechanickou brzdou
- ⇒ závěsný držák pro kazety (pro snímky bez Bucky)
- ⇒ podpěrný stojan pro volně stojící vertigrafi



vzdálenost středu filmu od podlahy:

minimální 38 cm

maximální 190 cm

mřížka:

12:1, 40 L/cm, FFD 120 – 185 cm

10:1, 60 L/cm, FFD 120 – 180 cm