



stolní vyvolávací automat pro rentgenové filmy

CAWOMAT 2000 IR

vhodný pro všechny druhy filmů
určených pro 90 s cyklus zpracování

Stolní vyvolávací automat, jehož předností je velmi jednoduchá obsluha a krátký vyvolávací cyklus 137 s. Speciální systém regenerace s elektronickým měřením délky filmu zajišťuje vysokou stabilitu zpracování i při malém či nepravidelném provozu s dlouhými přestávkami. Automat je vybaven infračerveným sušícím systémem. Nemusí být trvale připojen na přívod vody.

Automat vyhovuje požadavkům směrnice EU 93/42/EEC (Medical Devices, zdravotnické prostředky) a je certifikován značkou CE.

rozměry	délka 110 cm, šířka 65 cm, výška 40 cm minimální potřebný rozměr temné komory 165 × 130 cm
hmotnost	prázdný (bez naplněných tanků) 56 kg, připravený k použití 88,5 kg
kapacita tanků	vývojka 0,9 litru, ustalovač 0,9 litru, voda 0,9 litru
objem regeneračních nádob	5 litrů každá
vyhřívací doba	7 minut
propustnost filmů	za hodinu až 60 listů, rychlost posuvu filmu 28 cm / min, doba vyvolávání (suchý-suchý) 137 s
rozměr filmů	nejmenší rozměr 10 × 10 cm, největší šířka filmu 36 cm
připojení k síti	230–240 V, 50 Hz, maximální spotřeba energie 1700 W



DOPORUČENÉ CHEMIKÁLIE:

vývojka Tetenal Roentoroll 25, ustalovač Tetenal Superfix 25 (balení pro 12 × 2,5 litru)

VOLITELNÉ DOPLŇKY:

světlotěsná předsádka (pro možnost rychlejšího opuštění temné komory),
trvalý přívod prací vody, externí systém regenerace

* * * * *

TANKY pro ruční vyvolávání

trojkomorové tanky pro ruční vyvolávání rentgenových filmů

- výpustné hadice u každého tanku
- napouštěcí hadice pro vodu (prostřední komora)
- dvě víka pro vývojku a ustalovač

VELKÝ TANK pro filmy do velikosti 35 × 43 cm

- objem komor pro vývojku a ustalovač 10 litrů, pro vodu 20 litrů

MALÝ TANK pro filmy velikosti 15 × 30 cm a 18 × 24 cm (pro zubní panoramatický rentgen)

- objem komor pro vývojku a ustalovač 5 litrů, pro vodu 10 litrů

DOPORUČENÉ CHEMIKÁLIE:

- vývojka TETENAL Roentogen liquid a ustalovač TETENAL Roentogen Superfix, koncentráty 1 litr pro 5 litrů roztoku nebo koncentráty 5 litrů pro 20 litrů roztoku

